

W.R. LANG
MEHR KOMFORT EIN LEBEN LANG - SEIT 1872



Der Interimsschuhmacher

Anleitung zur Bestellung eines individuell gefertigten Interimsschuh- Schaftes

Als Grundlage für einen individuell gefertigten Schaft, dient zur Orientierung ein Schaft der vorhandenen 4 Größen: **Short | Small | Medium | Large**

1. Überprüfen Sie anhand der fertigen Schäfte oder der Größentabelle, ob die **Versorgung mit den vorhandenen 4 Größen abgedeckt wird.**

Tipp:

Um Zeit zu sparen, markieren Sie die Leisten mit einem Bleistift, möglichst so dass zwei gleiche Hälften entstehen. Dieses bildet die Grundlage, um die Maße im nächsten Schritt zu vergleichen.

2. Wählen Sie eine Schaftgröße, die am nächsten zum Leisten liegt.

Tipp:

Dadurch, dass der Schaft in zwei Hälften gearbeitet ist, können Sie die Schaftteile etwas mehr oder weniger überlappen lassen. Aus diesem Grund sind alle Bemaßungen in der Größentabelle als grobe Orientierungshilfen zu sehen.

3. Jetzt können Sie Anpassungen in Höhe, Länge, Breite und Verteilung der Maße vornehmen. Verwenden Sie dafür das Bestellformular.

Das Formular für die Anfertigung senden wir Ihnen auf Anfrage über service@wr-lang.de gerne zu.

4. Unter „Sonderhinweise“ können Sie uns individuelle Wünsche mitteilen. Wir werden diese nach besten Willen umsetzen und Sie bei Rückfragen kontaktieren.



Auftrag für einen individuell gefertigten Interimsschuh Schaft	 	Auftraggeber: Adresse:	
		Tel: E-Mail: Ansprechpartner: Kunde:	


Wählen Sie eine Schaftgröße, die am nächsten zum Leisten liegt:

Short

Small

Medium

Large



- | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Schafthöhe: | wie Short | <input type="radio"/> | Small | <input type="radio"/> | Medium | <input type="radio"/> | Large | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2. Schaftlänge: | wie Short | <input type="radio"/> | Small | <input type="radio"/> | Medium | <input type="radio"/> | Large | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3. Schaftabschluß: | wie Short | <input type="radio"/> | Small | <input type="radio"/> | Medium | <input type="radio"/> | Large | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4. Ballenpunkt: | wie | | Small | <input type="radio"/> | Medium | <input type="radio"/> | Large | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5. Risthöhe: | wie | | Small | <input type="radio"/> | Medium | <input type="radio"/> | Large | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6. Klettverschlüsse sind
verfügbar in 2 Größen | | | Anzahl Klettverschlüsse 18 cm | | | Anzahl Klettverschlüsse 22 cm | | | |

Hinweis: Maximal 3 Klettverschlüsse insgesamt.

7. Härtegrad Hinterkappe wie Short Small Medium Large 1 2

Sonderhinweise und individuelle Wünsche:

Bitte senden Sie die Bestellung direkt an bestellung@w-r-lang.de
 W.R. Lang GmbH Tel.+49(0)2631/345510 – Fax +49 (0)2631/345530
 Lieferung erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen bis

Übersicht mit Bemaßungen der verfügbaren Schaftgrößen, sowie Verarbeitungshinweise

	Short Art. BR2012	Small Art. BR2004	Medium Art. BR2002	Large Art. BR2013	Bemaßung
Schafthöhe inkl. Bettung, inkl. Zwickzugabe	30,5 cm	26,5 cm	29,5 cm	30,5 cm	①
Schafthlänge	25 cm	31 cm	35 cm	40 cm	②
Leistenumfang messen ohne Bettung	in Höhe 26 cm	in Höhe 23 cm	In Höhe 25 cm	in Höhe 27 cm	
Leistenumfang entspricht Schaft- mitte	+ - 4 cm 3 cm	+ - 4 cm 25 cm	+ - 4 cm 31 cm	+ - 4 cm 37 cm	③
Leistenlänge bei Amputationen	ab ca. 9 cm	ab ca. 13 cm	ab ca. 17 cm	ab ca. 21 cm	
Leistenlänge ca. Schuhgröße	+ - 23 cm + - ca. 38	+ - 26 cm + - ca. 42	+ - 29 cm + - ca. 46	+ - 32 cm + - ca. 50	
Ballenpunkt	-----	19,5 cm	23 cm	26 cm	④
Risthöhe	-----	12,5 cm	14,5 cm	15,5 cm	⑤
Klettverschlüsse in 2 Längen verfügbar	2 x 18 cm + 1 x 22 cm	2 x 18 cm + 1 x 22 cm	2 x 18 cm + 1 x 22 cm	1 x 18 cm + 2 x 22 cm	⑥
Härtegrad Hinterkappe	1	1	1	2	
Aktivierungszeit bei 130°C im Wärmeofen	2.30 - 3 Min. max.	2.30 - 3 Min. max.	2.30 - 3 Min. max.	3 - 3.15 Min. max.	
Abkühlzeit	6- 8 Min.	6- 8 Min.	6-8 Min.	8-10 Min.	

Wählen Sie eine Schaftgröße, die Ihren Leisten am nächsten darstellt.

Tipp: Dadurch, dass der Schaft in zwei Hälften gearbeitet ist, können Sie die Schaftteile etwas mehr oder weniger überlappen lassen. Aus diesem Grund sind alle Bemaßungen in der Größentabelle als grobe Orientierungshilfen zu sehen.