

DIABETESSCHUTZSCHUH + REHABILITATIONSSCHUH

DEAMBULO - H

VERBANDS + SCHUTZSCHUH MIT HERAUSNEHMBARER KONFEKTIONERTER
WEICHPOLSTEREINLEGSOHLE

KLETTVERSCHLUSSÖFFNUNG ZUM EINFACHEN EINSTIEG IM FERSENBEREICH

INDIKATION : DIABETISCHE FÜSSE MIT SENSIBILITÄTSVERLUST DURCH PNP/ pAVK

RISIKOGRUPPE: II

bei der schuhtechnischen Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms



Damen und Herrenschuh

Hausschuh $\frac{3}{4}$ hoch

(auch als Straßenschuh und Verbandsschuh verwendbar)

Bestell Nr.: 106041

Modell Nr.: SA150

Größen: 36-46

VORTEILE UND KOMPONENTEN

DEAMBULO H

Schutzschuh für individuelle Fußbettung
¾ hoch

Einstieg:
sehr große Einstiegsöffnung

Volumen:
sehr großes Innenvolumen zur
Aufnahme von kundenindividuellen
Fußbettungen, Verbänden,
mit variablem Innenvolumen

Gangstabilität:
Stabilisierungshinterkappe,
biomechanische Laufsohle aus Anti-
Rutsch-Polyurethan, zurückgesetzte
Scheitellinie für ein übergangsloses
Abrollen,
Fersenschutz gegen Beschädigungen
durch den Rollstuhl

Obermaterial :
Nylon superweich und Setaflex
zur Selbstanformung

Innenfutter:
Nylon superweich (kein Leder),
keine Nähte d.h. keine Verletzungen
im Vorfuß - und Rückfußbereich
möglich

Verschluss:
drei Velcro-Verschlüsse für eine
einfache Handhabung auch bei
Behinderung und zur Öffnung im
Fersenbereich

Struktur:
lange Hinterkappe für hohe Stabilität
der Ferse und des Hinterfußes,
gepolstert gegen Druckstellen,
Vorfußbereich mit selbst-
anformendem Setaflex-Material,
Frontzehenschutz zum Schutz vor
Stößen, jedoch klein genug, so dass
sich das elastische Obermaterial an
jegliche Zehen- und
Fußdeformitäten anformen kann.

Innensohle:
EVA angefertigt, es kann auch eine
kundenadaptierte Fussbettung oder
zum Beinlängenausgleich eine PRI-
Einlage eingelegt werden.

Laufsohle:
Polyurethan rutschfest, getestet vom
„Anci Servizi -Cimac Labor“ Italien

Leistenmaße:
extra großes Volumen, extra tief

Ursprungsland:
China, nach Entwicklung und Prüfung
durch Podartis Italien

CE – Konformität:
gem. 93/42 EWG

Vertrieb Deutschland :

