

DIABETISCHER SCHUTZSCHUH REHABILITATIONSSCHUH

DEAMBULO - X

VERBAND- + SCHUTZSCHUH MIT HERAUSNEHMBARER KONFEKTIONERTER
WEICHPOLSTEREINLEGESOHLE

ÖFFNUNG ZUM EINFACHEN EINSTIEG IM FERSENBEREICH DURCH KLETTVERSCHLUSS

INDIKATION : DIABETISCHE FÜSSE MIT SENSIBILITÄTSVERLUST DURCH PNP/ pAVK

RISIKOGRUPPE: II

bei der schuhtechnischen Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms



Damen und Herren

Hausschuh 1/2 hoch

(auch als Straßenschuh verwendbar)

Bestell Nr.: 106043

Modell Nr.: SA400

Größen: 36-46

VORTEILE UND KOMPONENTEN

DEAMBULO X

**Verbands +Schutzschuh für adaptierte
Fußbettung
½ hoch**

Einstieg:
sehr große Einstiegsöffnung

Volumen:
sehr großes Innenvolumen zur
Aufnahme von adaptierten
Fußbettungen, Verbänden, Orthesen,
mit variablem Innenvolumen:
der gesamte Vorderschuhbereich
kann einfach entnommen werden für
den Gebrauch und Anpassung von
großen Füßen XL bis kleinen Füßen
M

Gangstabilität:
Stabilisierungshinterkappe,
biomechanische Laufsohle aus Anti-
Rutsch-Polyurethan, zurückgesetzte
Scheitellinie für ein übergangloses
Abrollen, Fersenschutz gegen
Beschädigungen durch den Rollstuhl

Obermaterial:
Nylon superweich und Setaflex zur
Selbstanformung

Innenfutter:
Nylon superweich (kein Leder),
keine Nähte d.h. keine Verletzungen
im Vorfuß - und Rückfußbereich
möglich

Verschluss:
Velcro-Verschlüsse für Fußanpassung
und eine einfache Handhabung mit
einer Hand auch bei Behinderung und
zur Öffnung im Fersenbereich

Struktur:
lange Hinterkappe für hohe Stabilität
der Ferse und des Hinterfußes,
gepolstert gegen Druckstellen,
Vorfußbereich mit selbst-
anformendem Setaflex –Material,
Frontzehenschutz zum Schutz vor
Stößen, jedoch klein genug , damit
sich das elastische Obermaterial an
jegliche Zehen- und Fußdeformitäten
anformen kann

Innensohle:
kundenadaptierte Fußbettung nach
Maß, austauschbar
und für Beinlängenausgleich PRI
(Posturaler-Haltungsschaden)

Laufsohle:
Polyurethan rutschfest, getestet vom
“Anci Servizi - Cimac Labor“ Italien

Leistenmaße:
extra großes Volumen – extra tief

Ursprungsland:
China, nach Entwicklung und Prüfung
durch Podartis Italien

CE – Konformität:
gem. 93/42 EWG

Vertrieb Deutschland: