

DIABETISCHER SCHUTZSCHUH

PRIMÄR- UND SEKUNDÄR- PROPHYLAXE

CARAVAGGIO

OFFENER HAUSSCHUH
SEHR GROSSES INNENVOLUMEN
STEIFE, FESTE LAUFSOHLÉ

SCHUTZSCHUH MIT HERAUSNEHMBARER KONFEKTIONIERTER WEICHPOLSTEREINLEGSOHLE

INDIKATION: DIABETISCHE FÜSSE MIT SENSIBILITÄTSVERLUST DURCH PNP/pAVK

GEEIGNET FÜR DIABETISCHE FÜSSE, AKUTE OFFENE WUNDENTLASTUNG,
GESCHWOLLENE FÜSSE, AUCH ALS STRASSENSCHUH UND ZUM SICHEREN GEHEN

Risikogruppe III

bei der schuhtechnischen Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms



Damen

Hausschuh

Bestell Nr.: 106050

Mod. SD31811

Sizes: 39-46

VORTEILE UND KOMPONENTEN

CARAVAGGIO

**offener Schutzschuh mit
herausnehmbarer Weichpolstereinlage
für adaptierte Fußbettung, auch bei
geschwollenen Füßen oder Füßen mit
Verbänden
½ hoch**

Einstieg:

sehr große Einstiegsöffnung
Vorfußbereich komplett zu öffnen

Volumen:

sehr großes tiefes Innenvolumen mit
geeigneter Weite zur Aufnahme von
adaptierten Fußbettungen,
für geschwollene Füße
und extreme Fußdeformitäten

Gangstabilität:

Stabilisierungshinterkappe,
biomechanische Laufsohle aus Anti-
Rutsch-Polyurethan,
Fersenschutz gegen Beschädigungen
durch den Rollstuhl,
zurückgesetzte Scheitellinie für
ein übergangloses Abrollen

Obermaterial:

Kalbleder superweich, thermisch
verformbar und Flexpell
selbstanformend, dehnbar

Innenfutter:

Nylon superweich und dehnbar
(kein Leder), keine Nähte d.h. keine
Verletzungen im Vorfuß - und
Rückfußbereich möglich

Verschluss:

doppelter Velcro-Verschluss für eine
einfache Handhabung auch mit nur
einer Hand, auch bei Behinderung

Struktur:

lange Hinterkappe für hohe Stabilität
der Ferse und des Hinterfußes,
gepolstert gegen Druckstellen,
Vorfußbereich mit thermisch
verformbaren Leder und
anpassendem Flexpell

Innensohle:

Polyurethan oder nach Maß,
extra großes Volumen,
versteifte Brandsohle

Laufsohle:

Sohlenversteifung, zurichtbar,
Polyurethan rutschfest, getestet vom
„Anci Servizi -Cimac Labor“ Italien

Leistenmaße:

weit und sehr tief „W“

Ursprungsland:

China, nach Entwicklung und Prüfung
durch Podartis Italien

CE – Konformität:

siehe separates Dokument

VERTRIEB DEUTSCHLAND:

