

THERAPIESCHUH POST OPERATIONSSCHUH

TERAPES

OFFENER VERBANDSSCHUH, SEHR LEICHT,
MIT HERAUSNEHMBARER KONFEKTIONERTER WEICHPOLSTEREINLAGE
VARIABLES INNENVOLUMEN

RISIKOGRUPPE: VII
bei der schuhtechnischen Versorgung des Diabetischen Fußsyndroms



Verbandschuh offen
½ hoch

Bestell Nr.: 106110
Modell Nr.: PO200
Größen: 35-48

VORTEILE UND KOMPONENTEN

TERAPES

**sehr leichter,
offener Verbandsschuh,
komplett zu öffnen
1/2 hoch**

Einstieg:

sehr große Einstiegsöffnung,
Vorfußbereich kann komplett
geöffnet werden

Volumen:

variables Innenvolumen,
sehr großes Innenvolumen zur
Aufnahme von kundenindividuellen
Einlegesohlen, Fußbettungen,
Verbänden

Gangstabilität:

Stabilisierungshinterkappe,
biomechanische Laufsohle aus Anti-
Rutsch-EVA,
zurückgesetzte Scheitellinie für ein
übergangloses Abrollen,
Fersenschutz gegen Beschädigungen
durch den Rollstuhl

Obermaterial:

Nylon superweichgepolstert und
Setaflex ohne Saum und Naht,
zur Selbstanformung

Innenfutter:

Nylon superweich (kein Leder),
keine Nähte d.h. keine Verletzungen
im Vorfuß - und Rückfußbereich
möglich

Verschluss:

Velcro-Verschluss,
keine Wundreibung ,
einfache Handhabung, auch bei
Behinderung

Struktur

lange Hinterkappe für hohe Stabilität
der Ferse und des Hinterfußes,
gepolstert gegen Druckstellen,
Vorfußbereich mit
selbstanformendem Material für
jegliche Zehen- und
Fußdeformitäten,
Zehenbereich offen

Innensohle:

EVA – oder adaptierte Einlegesohle

Laufsohle:

halbfest –Verlängerung der
Mittelstellung, dies fördert, schützt,
und regt die Heilung an,
EVA rutschfest, getestet vom
„Anci Servizi -Cimac Labor“ Italien

Leistenmaße:

variabel,
komplette Öffnungsmöglichkeit mit
Klettverschluß

Ursprungsland:

China, nach Entwicklung und Prüfung
durch Podartis Italien

CE – Konformität:

gem. 93/42 EWG

Vertrieb Deutschland :

